

โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

ระเบียบปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร : P-LAB-017	เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ทวนสอบ			
	เริ่มใช้ : 1 พฤษภาคม 2552	พิมพ์ครั้งที่ : 1	แก้ไขครั้งที่ : 0	หน้า : 1/3

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ทวนสอบ

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	นางสาวสุตารัตน์ บุรีมาศ		1 พฤษภาคม 2552
ทบทวนโดย	นายวิฑูรย์ ชัยธีรศักดิ์		1 พฤษภาคม 2552
อนุมัติโดย	พญ. ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์		1 พฤษภาคม 2552

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	สถานะเอกสาร
1	1 พฤษภาคม 2552	บังคับใช้

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ

ควบคุม

ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลมวกเหล็ก	หน้า : 2/3
ระเบียบปฏิบัติงานเลขที่ : P-LAB-017	ฉบับที่ : 1
เรื่อง: การเก็บส่งตรวจไว้ทวนสอบ	วันที่ : 1 พฤษภาคม 2552
แผนก : ห้องปฏิบัติการชั้นสูง	แผนกที่เกี่ยวข้อง : LAB
ผู้จัดทำ : ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการชั้นสูง	ผู้อนุมัติ : พญ. ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับเก็บส่งตรวจไว้เพื่อการทวนสอบ ในกรณีเกิดปัญหาในการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ

2. ขอบข่าย

เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทราบระยะเวลาในการขอทวนสอบสิ่งส่งตรวจที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการ

3. คำนิยามศัพท์

-

4. เอกสารอ้างอิง

-

5. นโยบาย

ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชั้นสูง มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการเก็บส่งตรวจไว้เพื่อการทวนสอบ

6. ความรับผิดชอบ

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำหน้าที่ประสานงานและค้นหาสิ่งส่งตรวจที่ถูกเก็บไว้ในกรณีที่แพทย์ พยาบาล ต้องการทวนสอบสิ่งส่งตรวจ

7. วิธีปฏิบัติ

7.1 การเก็บส่งตรวจทางเคมีคลินิก

-เลือดเก็บไว้ 1 วัน ที่อุณหภูมิห้อง

7.2 การเก็บส่งตรวจทางโลหิตวิทยา

-เลือดเก็บไว้ 7 วัน ที่ 2-8 °C โดยการใส่ในช่องซิปปเก็บเป็นรายวันและบันทึกวันที่ตรวจบน

ซอง

-สไลด์ตรวจ CBC เก็บไว้นาน 7 วัน ที่อุณหภูมิห้องแยกตามวัน

เรื่อง: การเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ทวนสอบ

7.3 การเก็บสิ่งส่งตรวจทางภูมิคุ้มกัน

-เลือดเก็บไว้ 1 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ยกเว้นการตรวจ Anti-HIV เก็บไว้ 1 เดือนที่ 2-8 °C

โดยการใส่ในช่องซีปและบันทึกวันที่ตรวจบนซอง

7.4 การเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์

- ปัสสาวะและอุจจาระเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทิ้งก่อนตอนบ่ายเลิกงาน

7.5 การเก็บสิ่งส่งตรวจคลินิก ANC

-เก็บเลือดไว้ 1 เดือน ที่ 2-8 °C โดยการใส่ในช่องซีปและบันทึกวันที่ตรวจบนซอง

8. ภาคผนวก

-